

Lyofast MOT 092 EE

Спецификация

Общая информация

Описание

В состав Lyofast MOT 092 EE входят специально отобранные штаммы *Lactococcus lactis* ssp. *Lactis*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus* and *Lactobacillus helveticus*.

Lyofast MOT 092 EE обеспечивает равномерное и контролируемое производство мягких, полутвердых и твердых сыров.

Применение

Внесите сухую заквасочную культуру непосредственно в перерабатываемое молоко при соблюдении стерильных условий. Равномерно распределите культуру путем лёгкого перемешивания.

Информация по дозировкам может быть использована в качестве общих рекомендаций:

Продукт	УС/100л	Продукт	УС/100л
Мягкий сыр	1.0 – 2.0	Полутвердый сыр	1.0 – 2.0
Твердый сыр	1.0 – 2.0		


Ротация

Рекомендуемые ротации: Lyofast MOT 094 EE.

Данные по сквашиванию

Стандартизированное лабораторное тестирование на сквашивание проведено на восстановленном сухом молоке 9% при заданной температуре.

Профиль сквашивания: норма внесения 1 УС на 100 литров молока. Стандартная активность: выражена в соотношении время/pH: 6.5 часов/ pH 5.2±0.15 при 37°C (98.6°F).



Lyofast MOT 092 EE

Спецификация

Техническая информация

Данные получены при стандартизированных лабораторных условиях, и, следовательно, должны рассматриваться в качестве общих рекомендаций:

Показатели	Значение
Оптимальная температура для развития	30-79°C (86-98.6°F)
Температура нагревания	Макс. 49°C (120.2°F)
Сквашивающая способность	pH 4.1
Уреазная активность	+

Микробиологические показатели

Показатели	Значение	Методика
Bacillus cereus	< 100 КОЕ/г	SACCO M10 (ISO 7932)
Коагулаза-положительные стафилококки*	< 10 КОЕ/г	SACCO M11 (ISO 6888-1-2)
Энтеробактерии	< 10 КОЕ/г	SACCO M02 (ISO 21528-1-2-3)
Кишечная палочка	< 1 КОЕ/г	SACCO M27 (ISO 11866-1-2/IDF 94)
Листерия моноцитогенная*	Не обнаружено в 25 г	SACCO M13 (ISO 11290-1-2)
Дрожжи и плесени	< 10 КОЕ/г	SACCO M03 (ISO 6611/IDF 94)
Salmonella spp*	Не обнаружено в 25 г	SACCO M12 (ISO 6785/IDF 93)

*Анализируется на регулярной основе. Аналитические методы доступны по запросу.

Информация по безопасности

Анализы по тяжелым металлам

Тяжёлый металл*	Количество (ppm)
Свинец (Pb)	<1
Ртуть (Hg)	<0.03
Кадмий (Cd)	<0.1

*Анализируется на регулярной основе

Паспорт безопасности

Продукт не является вредным, поэтому предоставление Паспорта безопасности не является обязательным (Ознакомьтесь со Статьёй 31).

Паспорт безопасности составлен на добровольной основе с целью предоставления дополнительной информации, которая может помочь пользователю при работе с продуктом.

Информация о безопасности доступна по запросу.

ГМО статус

Микроорганизмы Сакко не являются генетически модифицированными (ГМО) в соответствии с Директивой (ЕС) №2001/18/ЕС.

Данный продукт не требует особой маркировки в отношении использования ГМО в соответствии с Постановлением (ЕС) №1829/2003 и Постановлением (ЕС) №1830/2003.

Аллергены

Используемые сырьевые материалы не содержат следующих компонентов и их производных: зерновые, содержащие глютен, ракообразные, яйца, рыба, арахис, соя, орехи, сельдерей, горчица, семена кунжута, диоксид серы и сульфиты, люпин и моллюски.

Данный продукт содержит МОЛОКО.

Список аллергенов соответствует Положению (ЕС) №1169/2011.

Lyofast MOT 092 EE

Спецификация

BSE/TSE	Продукт считается безопасным в отношении передачи губчатой энцефалопатии КРС (BSE) или трансмиссивных губчатых энцефалопатий (TSEs) в соответствии с Директивой ЕМА №410/01 Редакция 3. Культуры сублимационной сушки упакованы в водо- и воздухонепроницаемые пакеты. Упаковочный материал является пищевым.
----------------	--

Другая информация

Красители	Продукт не содержит добавленных красителей в соответствии с Постановлением (ЕС) №1333/2008.
------------------	---

Упаковка	Культуры сублимационной сушки упакованы в водо- и воздухонепроницаемые пакеты, состоящие из трех слоев (в порядке от внешнего к внутреннему): полиэстер, алюминий, полиэтилен. Упаковочный материал является пищевым.
-----------------	--

Условия хранения и срок годности	Культуры рекомендуется хранить при температуре -18°C (-0.4°F) или ниже. При этой температуре и в оригинальной запечатанной упаковке срок годности продукта составляет 18 месяцев.
---	--

Сертификат анализа	Сертификат анализа на партию доступен по запросу.
---------------------------	---

Сертификаты

Общая сертификация	Компания Сакко С.р.л. сертифицирована ISO 22000:2005 и FSSC 22000 с 2014 года. Сертификаты доступны на сайте www.saccosystem.com .
---------------------------	---

Кошер	Культуры компании Сакко имеют сертификат КОШЕР. С общедоступными сертификатами можно ознакомиться на сайте www.saccosystem.com .
--------------	---

Халяль	Культуры компании Сакко имеют сертификат ХАЛЯЛЬ. С общедоступными сертификатами можно ознакомиться на сайте www.saccosystem.com .
---------------	--

Сервис и техническое обслуживание

Продукт соответствует российскому стандарту ГОСТ 34372-2017.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим дистрибьютором для получения рекомендаций и инструкций по выбору культур и по вопросам их применения в производстве.
Информация об иных размерах упаковки и товарных единицах также может быть предоставлена по запросу.

Ответственность

Приведенная информация основана на имеющихся у нас знаниях, достоверна и предоставлена в духе добросовестного сотрудничества. Никаких гарантий касательно нарушения патентных прав не подразумевается и не предполагается.
Этот документ может быть не самой актуальной версией спецификации. Для получения самой актуальной версии, пожалуйста, обратитесь на сайт или свяжитесь с вашим дистрибьютором.